



BIBLIOGRAPHY / LITERATURVERZEICHNIS / RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA / REFERENCER / REFERENCE

SYMBOLS / SIMBOLES / SIMBOLÓGIA / SIMBOLOS / SYMBOLE / SIMBOLO / SYMBOLER / SYMBOLE

CE marking / CE-Kennzeichnung / Marquage CE / Marchio CE / Marcado CE / Знак CE / CE-markering / CE-märkning / Značka CE

MEDICAL DEVICES INSIDE THE KIT / MEDIZINISCHE GERÄTE INNERHALB DES KITS / DISPOSITIFS MÉDICAUX À L'INTÉRIEUR DU KIT

STERILE R, STERILE EO, STERILE EO, STERILE EO, STERILE EO, STERILE EO, STERILE EO, STERILE EO

PRIMA HOME TEST STREP A TEST

Self-test for the detection of group A beta-hemolytic Streptococcus in throat swab

EN - INSTRUCTIONS FOR USE STREPTOCOCCUS A

Group A beta-hemolytic Streptococcus (also known as Streptococcus pyogenes) is a Gram-positive bacterium that causes a variety of pathological conditions and complications...

WHAT SHOULD I DO IF THE RESULT IS NEGATIVE? A negative result means that the symptoms were not caused by the Streptococcus A or that the sample did not contain a concentration of bacteria that was high enough to be detected by the test.

IS THE RESULT RELIABLE IF READ AFTER 10 MINUTES? NO. The test must be read 5 minutes after the procedure is completed and no later than 10 minutes from this time.

CAUTION! Read these instructions for use carefully before performing the test. The test is reliable if the instructions are followed correctly (reaction times when the sample is collected and the extraction instructions shown).

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG A-STREPSTREPTOKOKKEN

geschwollenen Lymphknoten, Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, vor allem bei Kindern, durchgeführt werden.

FR - NOTICE D'UTILISATION STREPTOCOQUE A

Streptocoque A

INHALT Die Anzahl der Testgeräte des Kits kann variieren. Die genaue Anzahl der enthaltenen Tests entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Inhalt" auf der externen Box.

PRECAUTIONS 1. Read these instructions for use carefully before performing the test. The test is reliable if the instructions are followed correctly (reaction times when the sample is collected and the extraction instructions shown).

ISTRUZIONI PER L'USO STREPTOCOCCO A

Il Streptococco A (noto anche come Streptococcus pyogenes) è un batterio gram positivo che causa una varietà di condizioni patologiche e complicazioni, come faringiti (infiammazione della gola), infezioni della pelle come l'impetigine e l'erysipela, la glomerulonefrite acuta, sepsi e la cardiopatia reumatica.

PRECAUZIONI 1. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di effettuare il test. Il test è affidabile se si rispettano tutte le precauzioni e le istruzioni (tempi di reazione, la modalità di raccolta del campione e le istruzioni d'impiego indicate).

CONTENUTO * Il numero di dispositivi test della confezione può variare. Per conoscere il numero esatto di test contenuti, consultare la sezione "contenuto" posta sull'etichetta della confezione acquistata.

PRECAUZIONI 1. Lirenteniveau ce mode d'emploi avant d'effectuer le test. Le test est fiable si les instructions sont respectées correctement (délais de

